NOKANO | **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

WANIENKA DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

PRZEZNACZENIE

Wanienka przeznaczona jest do:
1. Dezynfekcji narzędzi stalowych i nierdzewnych,
2. Użytku wyłącznie z płynami dezynfekcyjnymi przeznaczonymi do narzędzi kosmetycznych.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania, ani nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

1. Materiał: Tworzywo sztuczne
2. Wymiary: 225 x 120 x 60 mm

SPOSÓB UŻYCIA

1. Wybierz środek zgodny z przeznaczeniem.
2. Przygotuj roztwór zgodnie z instrukcją producenta środka dezynfekcyjnego.
3. Otwórz pokrywę wanienki.
4. Wlej przygotowany roztwór dezynfekcyjny do wanienki.
5. Oczyść narzędzia z resztek biologicznych przed dezynfekcją.
6. Umieść je w koszyczku wewnątrz wanienki.
7. Zanurz całkowicie w roztworze.
8. Przestrzegaj czasu ekspozycji określonego przez producenta środka dezynfekcyjnego.
9. Wyjmij koszyczek z narzędziami.
10. Opłucz narzędzia w czystej wodzie i osusz.
11. Wylej zużyty roztwór zgodnie z instrukcją środka dezynfekcyjnego.
12. Po każdorazowym użyciu wanienkę należy umyć i dokładnie osuszyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Produkt nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
2. Używać wyłącznie na stabilnych, płaskich powierzchniach.
3. Nie stosować agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić plastik.
4. Unikać kontaktu skóry z roztworami dezynfekcyjnymi – używać rękawiczek ochronnych.
5. Nie narażać wanienki na działanie wysokich temperatur (› 50°C).
6. Przed pierwszym użyciem umyć produkt w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
7. Nie stosować w zmywarce ani kuchence mikrofalowej.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

1. Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu.
2. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

UTYLIZACJA

1. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi tworzyw sztucznych.
2. Produkt nie wymaga specjalnego traktowania jako odpad niebezpieczny.



PRODUCENT:
KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

04/2025
Wyprodukowano w Chinach

NOKANO | **USER MANUAL**

TOOL DISINFECTION TUB

BEFORE USE, READ THE USER MANUAL AND KEEP THIS USER MANUAL

PRODUCT PURPOSE

The tray is intended for:
1. Disinfection of metal and stainless-steel tools,
2. Use exclusively with disinfectant liquids intended for cosmetic tools.

The manufacturer is not responsible for any damage resulting from improper use or failure to follow the instructions provided in the manual.

PRODUCT SPECIFICATION

1. Material: Plastic
2. Dimensions: 225 x 120 x 60 mm

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Select a disinfectant suitable for the intended purpose.
2. Prepare the solution according to the disinfectant manufacturer's instructions.
3. Open the lid of the tray.
4. Pour the prepared disinfectant solution into the tray.
5. Clean tools of any biological residue before disinfection.
6. Place them in the inner basket of the tray.
7. Fully immerse the tools in the solution.
8. Follow the exposure time specified by the disinfectant manufacturer.
9. Remove the basket with the tools.
10. Rinse the tools with clean water and dry thoroughly.
11. Dispose of the used solution in accordance with the disinfectant manufacturer's instructions.
12. After each use, wash the tray and dry it thoroughly.

PRECAUTIONS

1. This product is not a toy – keep out of reach of children.
2. Use only on stable, flat surfaces.
3. Do not use aggressive chemicals that may damage the plastic.
4. Avoid skin contact with disinfectant solutions – wear protective gloves.
5. Do not expose the tray to high temperatures (› 50°C).
6. Wash the product with warm water and detergent before first use.
7. Do not use in a dishwasher or microwave oven.

STORAGE CONDITIONS

1. Store in a dry, shaded place.t
2. Protect from direct sunlight and heat sources.

DISPOSAL

1. Dispose of in accordance with local plastic waste regulations.
2. The product does not require special treatment as hazardous waste.



PRODUCER:
KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

04/2025
Made in China